


Nebula Spacer och Perfecta

Nebulisatorer för de nedre luftvägarna



Nebula Spacer Nebulisator och Perfecta Nebulisator används för administration av läkemedel i aerosolform till de nedre luftvägarna. Indikationerna för behandling är bl a cystisk fibros, astma och kronisk bronkit. Dessa nebulisatorer är utrustade med en s k spacer-mask, vilket underlättar för de personer som har svårt att använda munstycke i sin andningsbehandling. Maskernas utformning möjliggör även en god disponering av aerosolen. Nebulisatorerna är lätta att rengöra då de består av större delar.



NEBULA NEBULISATOR ÅRSSET

Specifikationer

Nebulisatorns arbetstryck: 1.5-3.0 bar
 MMAD: 1.9 µm
 Aiolos artikelnr: 471248-KIT
 Apotekets varunr: 735320

Nebula Nebulisator används tillsammans med inhalationshjälpmedlet Nebula (ingår vid beställning av utrustningen). Levereras som ett årsset inkl nebulisator, helmask barn (munmask vuxen), 1,5 m slang samt 2 filter. Artikeln är förskrivningsbar via Apoteket.



PERFECTA NEBULISATOR ÅRSSET

Specifikationer

Nebulisatorns arbetstryck: 1.5-3.0 bar
 MMAD: 1.9 µm
 Aiolos artikelnr: 471245-KIT
 Apotekets varunr: 735321

Perfecta Nebulisator används tillsammans med inhalationshjälpmedlet MobyNeb (ingår vid beställning av utrustningen). Levereras som ett årsset inkl nebulisator, helmask för barn, 1,5 m slang samt 2 filter. Artikeln är förskrivningsbar via Apoteket.

Mer information om
produkterna finns
att läsa i broschyren
"Inhalation systems
for aerosol therapy"



För ytterligare information om Aiolos inhalationshjälpmedel,
vänligen kontakta vår kundtjänst via air@aiolos.se eller ring oss
på telefon 054-53 48 05.

Kontakt

AIOLOS MEDICAL AB
Zakrisdalsvägen 26A / Z64
653 42 Karlstad
Telefon 054-53 48 05
Fax 054-53 47 87
air@aiolos.se
www.aiolos.se

